



## Hisopo para Analice de Superficie (SRK\*) para monitoreo ambiental

\*SRK, Swab Rinse Kit por sus siglas en Ingles

### Descripción del Producto:

- Solución isotónica tamponada en sales posee agentes capaces de neutralizar desinfectantes y sanitizantes.
- Opción de hisopo singular o doble
- Disponibles en tubos de embalaje individual estéril o en paquete de 50 tubos
- Capa en cerradura torcida fácil de operar con una sola mano
- Certificado de Analices proporcionado por lote
- Diseñado para monitoreo ambiental y vigilancia de equipo medico, farmacéutico, e industrial alimenticia
- Pantilla para toma de muestras también disponible



Pantilla para toma de muestra

*El Hisopo para Analice de Superficie (SRK\*) es compuesto de:*

- Tubo de polipropileno
- Solución de enjuague
- Capa en cerradura torcida con hisopo singular o doble con punta de Dacron™

### Hisopo SRK\* – Modo de Uso

