



# Swabs Rinse Kits (SRK) Para Monitoramento Ambiental

## Características do Produto

- Solução salina isotônica tamponada com substâncias adicionais para neutralizar e inativar agentes desinfetantes e sanitizantes.
- Escolha de swab único ou duplo
- Disponível em embalagens de 50 tubos ou individuais estéreis.
- Tampa fácil de abrir, que pode ser operada apenas com uma das mãos.
- Certificado de Análise acompanha cada lote
- Projetado para monitoramento de equipamentos e vigilância ambiental, nos setores de Saúde, Indústria Farmacêutica e de Alimentos.
- Gabaritos estéreis para amostragem de superfície, também disponíveis.
- Cumpre com as novas Normas ISO



gabaritos para amostragem estéril



## Swab Rinse Kits Contém:

- Tubo de Polipropileno
- Solução de Enxague
- Swab com ponta de Polyester, único ou duplo fixados na tampa de rosca

## SRK - Instruções de uso

