



# ASAS PARA TODOS

Copan es la fuente completa en asas de inoculación para microbiología

## Asas Desechables de Aro Calibrado

Disponible en plástico flexible o rígido en 1 $\mu$ L o 10 $\mu$ L

Cada caja incluye un certificado de calibración basado en el Método Azul de Evans

## Asas de Níquel-Cromo no Calibradas

Serie de tamaños de 2,3,4 y 5 mm de diámetro interno

## Asas de Níquel-Cromo Calibradas

Aro Calibrado usando el calibrador de Copan en 1 $\mu$ L o 10 $\mu$ L

## Combinación de Asa & Mango

Una variedad de asas de Níquel-Cromo, cada asa esta sujeta a un mango de aluminio



## INFORMACION PARA HACER PEDIDOS

No. de Catalogo	Descripción			Empaque
<b>ASAS DESECHABLE PARA INOCULACIÓN DE ARO CALIBRADO Y DE AGUJA</b>				
COPH1	Asa de 1 $\mu$ L	Plástico rígido	Verde Oscuro	25pzs/bolsa-40 bolsas/caja
COPH10	Asa de 10 $\mu$ L	Plástico rígido	Azul Oscuro	25pzs/bolsa-40 bolsas/caja
COPS1	Asa de 1 $\mu$ L	Plástico flexible	Verde Claro	25pzs/bolsa-40 bolsas/caja
COPS10	Asa de 10 $\mu$ L	Plástico flexible	Azul Claro	25pzs/bolsa-40 bolsas/caja
COPNED	Aguja de Inoculación		Violeta	25pzs/bolsa-40 bolsas/caja

### ASAS DE NÍQUEL-CROMO NO CALIBRADAS SIN MANGO

CAS310-25	Asa no calibrada, 2mm de diámetro, calibre 26			25/tubo
CAS311-25	Asa no calibrada, 3mm de diámetro, calibre 26			25/tubo
CAS312-25	Asa no calibrada, 4mm de diámetro, calibre 26			25/tubo
CAS313-25	Asa no calibrada, 5mm de diámetro, calibre 26			25/tubo

### ASAS DE NÍQUEL-CROMO CALIBRADAS

CAS314-01	Asa calibrada en 1 $\mu$ L			1/tubo
CAS315-01	Asa calibrada en 10 $\mu$ L			1/tubo

### MANGOS PARA LAS ASAS DE NÍQUEL-CROMO

CAA150-01	Mango plateado en aluminio 150mm			1/tubo
CAA175-01	Mango plateado en aluminio 175mm			1/tubo
CAB150-01	Mango plateado en latón 150mm			1/tubo
CAB175-01	Mango plateado en latón 175mm			1/tubo

### CALIBRADOR

CAK34	Calibrador para asa de Níquel-Cromo en 1 $\mu$ L			1/tubo
CAK35	Calibrador para asa de Níquel-Cromo en 10 $\mu$ L			1/tubo

### COMBINACIÓN DE ASA & MANGO

CAS316-01	Asa no calibrada en 2mm con mango			1/tubo o 5/tubo
CAS317-01	Asa no calibrada en 3mm con mango			1/tubo o 5/tubo
CAS318-01	Asa no calibrada en 4mm con mango			1/tubo o 5/tubo
CAS319-01	Asa no calibrada en 5mm con mango			1/tubo o 5/tubo



LPSRUS-SPN/0806VPD

Copan Diagnostics Inc. 2175 Sampson Ave., Suite 124 Corona, CA 92879 USA  
 Tel: (800) 216-4016 (951) 549-8793 Fax: (951) 549-8850 Web: www.copanusa.com